

# VisiClear®

Chirurgische Rauchabzugsvorrichtung



## Verschiedene Betriebsmodi

*Einer von drei zur Auswahl stehenden Betriebsmodi (Laparoskopie-, Offener-Schlauch- und Elektrochirurgischer-Stift-Modus) kann ausgewählt werden, wobei jeweils die Filterlebensdauer, basierend auf dem chirurgischen Eingriff, automatisch angepasst wird.*

## Verbesserte Tonsteuerung

*Die Whisper Technology™ ermöglicht einen ultraleisen Betrieb bei beispielloser Klangqualität.*

## Schlankes Design

*Stapelbar, dank dem ergonomischen Design.*

## Warnhinweis bei Verstopfung

*Sicherheitsmerkmal, dass das medizinische Personal bei einer Verstopfung warnt.*

## Intuitiver Farb-Touchbildschirm

*Benutzerfreundlich, erfordert minimalen Trainingsaufwand und kann mit Handschuhen bedient werden.*

## Einzigartige Schiebeabdeckung für die Anschlüsse

*Dank der SafePort Technology™ wird das Risiko für das Personal, versehentlich mit kontaminierten Anschlüssen in Berührung zu kommen, vermindert.*



# VisiClear®

## Chirurgische Rauchabzugsvorrichtung

VisiClear® ist unser modernstes Gerät für den chirurgischen Rauchabzug. Dank der Kombination aus der SafePort Technology™, dem Warnhinweis bei Verstopfung, der Filter-Überwachungstechnologie und den verschiedenen per Knopfdruck auswählbaren Verfahrensmodi für die offene Schlauchanwendung, die elektrochirurgische oder die laparoskopische Anwendung, erfasst und filtert VisiClear effektiv chirurgischen Rauch, Gerüche, Partikel und andere potentiell gefährliche Nebenprodukte.



### Technische Informationen

**Geräuschpegel** (Nennwerte)  
bei minimaler Leistung < 43 dBA  
bei maximaler Leistung < 55 dBA

**Abmessungen** (H x B x T)  
18,0 cm x 35,4 cm x 40,9 cm  
7,1" x 13,9" x 16,1"

**Durchflussleistung**  
839 l/min (30 cfm) bei Verwendung eines  
22 mm (7/8") Schlauchs

**Gewicht**  
Mit Filter: 7,9 kg (17,5 lbs)  
Ohne Filter: 6,6 kg (14,5 lbs)

**Statische Absaugung**  
150 mmHg Vakuum

**Zertifizierungen**  
UL, cUI, CE

**Garantie**  
Drei (3) Jahre volle Garantie

### Produkt-Bestellinformationen


| Beschreibung  | Katalognummer             | Menge                                  |
|---|---------------------------|--|
| VisiClear® (100/120 Voltssysteme)<br>Beinhaltet einen Filter und einen Fußschalter  | VC120                     | jeweils 1                              |
| VisiClear® (200/240 Voltssysteme)<br>Beinhaltet einen Filter und einen Fußschalter  | VC220                     | jeweils 1                              |
| VisiClear® (100/120 Voltssysteme)<br>Beinhaltet einen Fußschalter   | VC120 NF                  | jeweils 1                              |
| VisiClear® (200/240 Voltssysteme)<br>Beinhaltet einen Fußschalter   | VC220 NF                  | jeweils 1                              |
| EZLink®<br>Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Absauggeräts erhält die Lebensdauer des Filters.  | EZLINK01                  | 1/Behälter                             |
| ViroSafe® Flüssigkeitsabscheider<br>Zur Flüssigkeitssammlung, damit die Unversehrtheit des Filtrationssystems bewahrt wird und die Filterlebensdauer erhalten bleibt.     | VSFT10                    | 10/Behälter                            |
| ViroSafe® VisiClear® Filter<br>Die Safeport Technology™ schützt den Arzt vor einer versehentlichen Berührung mit einem offenen, nicht in Gebrauch befindlichen Anschluss. | VS135<br>VS1352<br>VS1354 | 1/Behälter<br>2/Behälter<br>4/Behälter |

### Zubehör

(jeweils separat erhältlich)



EZLink®



ViroSafe®  
Flüssigkeitsabscheider

