

PlumePen® Pro

Bisturí con evacuación de humos quirúrgicos

Perfil fino y elegante

Más pequeño que los bisturís con evacuación de humos quirúrgicos de la competencia; similar en tamaño a los bisturís ESU estándar

Puerto de captura de humos extraíble

Permite la sustitución sencilla del puerto de captura y de los electrodos

Compatible con electrodos estándar

Diseñado para cirugías en las que se requieren electrodos más largos

Revelación de la punta de la cuchilla completa

Permite una visión completa del lugar de la operación

Pivotación de 360°

Permite un movimiento fluido de la mano

Perfil con textura

Mejora el agarre del cirujano



Puertos de captura adicionales para alojar electrodos de 4 in (102 mm), 5 in (127 mm) y 6 in (152 mm).



PlumePen® Pro

Bisturí con evacuación de humos quirúrgicos

Las nuevas funciones mejoradas de PlumePen® Pro incluyen un puerto de captura detectable de rayos x fácil de extraer que permite sustituir un electrodo sin esfuerzo para adaptarse a operaciones donde se requieren electrodos más largos. Pro es más pequeño que los bisturís con evacuación de humos quirúrgicos de la competencia y similar en tamaño a los bisturís electroquirúrgicos estándar.

Pro es una alternativa rentable y adecuada para las operaciones donde un adaptador de bisturía es menos óptimo.



Información de pedidos de productos

Descripción	Número de catálogo	Cantidad
PlumePen® Pro (cuchilla ESU antiadherente) Tubo de 10 pies (3 m)	PLPRO4020	20/estuche
PlumePen® Pro (cuchilla ESU antiadherente) Tubo de 15 pies (4,6 m)	PLPRO4520	20/estuche
Puertos de captura (detectable con rayos x) (Admite electrodos de 4 in [102 mm])	PROTIP420	20/estuche
Puertos de captura (detectable con rayos x) (Admite electrodos de 5 in [127 mm])	PROTIP520	20/estuche
Puertos de captura (detectable con rayos x) (Admite electrodos de 6 in [152 mm])	PROTIP620	20/estuche

Puertos de captura disponibles



PROTIP420 . PROTIP520 . PROTIP620
(cada uno se vende por separado)

