

PlumePen® Pro

Chirurgischer Rauchabzugsstift

Glattes, dünnes Profil

*Kleiner als Rauchabzugsstifte von Mitbewerbern;
Größe entspricht ungefähr der Standardgröße von
elektrochirurgischen Stiften*

Entfernbarer Rauchabzugsöffnung

*Ermöglicht ein leichtes Auswechseln der Elektrode
und der Abzugsöffnung*

Mit Standard-Elektroden kompatibel

*Entwickelt für Eingriffe, bei denen der Einsatz
längerer Elektroden erforderlich ist*

Vollständig einsehbare Spitze

*Ermöglicht eine klare Sicht auf die
Operationsstelle*

360°-Drehlager

Ermöglicht flüssige Handbewegungen

Aufgeraute Oberfläche

Für eine bessere Handhabung durch den Chirurgen



Zusätzliche Abzugsöffnungen
für 102 mm (4"), 127 mm (5")
und 152 mm (6") Elektroden
verfügbar.

PlumePen® Pro

Chirurgischer Rauchabzugsstift

Der neue, verbesserte Rauchabzugsstift PlumePen® Pro verfügt über einen mittels Röntgenstrahlung detektierbaren Abzugsanschluss, der ein einfaches Auswechseln der Elektrode bei Eingriffen, die eine längere Elektrode erforderlich machen, ermöglicht. Pro ist kleiner als vergleichbare Rauchabzugsstifte, wobei die Größe ungefähr der Größe von elektrochirurgischen Standard-Stiften entspricht.

Pro ist eine kosteneffektive Alternative für Eingriffe, für die Stiftadapter weniger geeignet sind.



Produkt-Bestellinformationen

Beschreibung	Katalognummer	Menge
PlumePen® Pro (Antihaft-Klinge für elektrochirurgische Geräte) 3 m (10 Fuß) Schlauch	PLPRO4020	20/Behälter
PlumePen® Pro (Antihaft-Klinge für elektrochirurgische Geräte) 4,6 m (15 Fuß) Schlauch	PLPRO4520	20/Behälter
Abzugsöffnung (mittels Röntgenstrahlung detektierbar) (Kann 102 mm [4"] Elektroden aufnehmen)	PROTIP420	20/Behälter
Abzugsöffnung (mittels Röntgenstrahlung detektierbar) (Kann 127 mm [5"] Elektroden aufnehmen)	PROTIP520	20/Behälter
Abzugsöffnung (mittels Röntgenstrahlung detektierbar) (Kann 152 mm [6"] Elektroden aufnehmen)	PROTIP620	20/Behälter

Verfügbare Abzugsöffnungen



PROTIP420, PROTIP520, PROTIP620
(jeweils separat erhältlich)

